

Rib Band Rib Band me

リブバンド（一般用・女性用）
リブバンドme（メッシュタイプ）

〈胸部固定帯〉

—— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

胸部のサポート

特 長

リブバンド（一般用・女性用）

- 上部から下部に向けて幅を狭くした背部の伸縮性生地が、フィット性を高めます。
- 抗菌防臭・消臭加工をほどこした素材を使用しています。
- 一般用は腋下部にあたりにくい形状で上位肋骨も的確にサポートします。
- 女性用は乳房を圧迫しない形状になっています。

リブバンドme（メッシュタイプ）

- 腋下部や前合わせ部には、通気性、吸汗性、フィット性を兼ね備えたメッシュ素材を使用しています。従来のメッシュのごわつき感がなく、肌触りのよい素材です。
- 背部の伸縮性メッシュ生地は体型にフィットしやすい形状と優れた通気性で、快適な装着感です。
- 腋下部にあたりにくい形状で上位肋骨も的確にサポートします。

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は胸部のサポートを目的としていますが、必ずしも完全にサポートできるものではありません。
- 本使用説明書は、リブバンドおよびリブバンドmeに共通です。
- 使用する前にサイズが合っているかどうか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。
- 本使用説明書のイラストでは、説明をわかりやすくするため、製品の色を白黒2色で表現しています。

ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態または使用状況により変色することがありますが、製品の機能には問題ありません。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



警告……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容



注意……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



警告

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 胸部以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください（サイズ表は本使用説明書のP.8にあります）。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。



警告

- 長時間装着する場合は、長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などのおそれがありますので、適宜装着し直してください。
- 上下、表裏を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
- 使用中にたるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから、正しく装着し直してください。
- 摩耗・損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。

本品の使用中に次の異常が発生したら、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると、症状が悪化する原因となります。

- つけごちが悪いなど違和感がある場合。
- 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。



注意

面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

お手入れ方法



注意


面ファスナーが他のものにつくと、ほつれや伝線の原因になりますので、一緒に洗濯しないでください。

- 洗濯の際は、水と洗濯用合成洗剤などでていねいに押し洗いし、日陰で吊り干しにしてください。洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットに入れ、弱水流で洗濯してください。
- 面ファスナーのつきが悪くなるおそれがありますので、面ファスナーを本体にとめて洗濯してください。
- 乾燥機での乾燥、ドライクリーニングは行わないでください。また、アイロン、塩素系漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。


各部の名称

リブバンドー般用・リブバンドme（メッシュタイプ）


【前から見た図】



【製品の表側】




【製品の裏側】




リブバンド女性用


【前から見た図】



【製品の表側】




【製品の裏側】




装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意-必ずお読みください-】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 装着手順ではリブバンド一般用を示していますが、リブバンド女性用、リブバンドmeも同様に装着してください。


- 1** サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外します。
本品はサイズ表示のある方が上で裏側になります。



- 2** サイズ表示のある方を上にして両手で持ち、伸縮性生地部分を背中に当てます。
その際、製品本体両端部のポケットに指を引っ掛けると持ちやすくなります。




- 3** 息を吐ききった状態で、製品本体両端部を外側へ引っ張りながら体に巻きつけてください。




※外側へ引っ張りながら体に巻きつける。

製品本体両端部を体の前で重ね、面ファスナーをしっかりとめます。




サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度始めから装着し直してください。


装着完了時（リブバンド）



【前から見た図】




【後ろから見た図】




【女性用前から見た図】

装着完了時（リブバンド me）



【前から見た図】



【後ろから見た図】

品質表示

<リブバンド>

素 材	
繊維	ナイロン、ポリエステル、綿、ポリウレタン
その他（繊維外）	ポリウレタン ※抗菌防臭・消臭加工をほどこしたポリウレタンフォームを使用

<リブバンドme>

素 材	
繊維	ナイロン、綿、ポリエステル、ポリウレタン
その他（繊維外）	なし

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

<リブバンド>

種類	サイズ	適用範囲(胸囲またはアンダーバスト)	1箱入数
一般用	SS	55cm～ 70cm	1コ
	S	70cm～ 85cm	1コ
	M	85cm～100cm	1コ
	L	100cm～120cm	1コ
	LL	120cm～140cm	1コ
	3L	140cm～160cm	1コ
女性用	M	60cm～ 75cm	1コ
	L	75cm～ 90cm	1コ
	LL	90cm～105cm	1コ

<リブバンドme>

種類	サイズ	適用範囲(胸囲)	1箱入数
me	S	70cm～ 85cm	1コ
	M	85cm～100cm	1コ
	L	100cm～120cm	1コ
	LL	120cm～140cm	1コ

●サイズの選び方

リブバンド一般用、リブバンドmeは胸囲、リブバンド女性用はアンダーバストに合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良等お気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社 〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3230