

# CV STOCKING

CVストッキング

## <弾性ストッキング>

### 使用説明書

安全にご利用いただくために、必ず使用前にこの「使用説明書」をお読みください。また、いつでもお読みになれるように保管してください。

#### ⚠ 使用上の注意

##### <してはいけないこと>

- 次の治療を受けている方は使用しないでください。
  - ・重度の血行障害、重度のうっ血性の心不全、有痛性青股腫、感染性静脈炎
- 装着部位に極度の変形がある場合は使用しないでください。
- 医師が必要と認める場合を除き、就寝時は使用しないでください。

##### <相談すること>

- 次の方は着用前に医師にご相談ください。
  - ・現在医師の治療を受けている方
  - ・現在装着部位にかゆみや発疹、創傷のある方
  - ・現在装着部位にしびれや麻痺のある方
  - ・糖尿病、高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた方
  - ・血行障害を起こしたことのある方
  - ・繊維に対してアレルギー症状を起こしたことのある方
  - ・麻酔を使用しての手術を受けたり、長期にわたり入院したことのある方
- 次の場合はただちに着用を中止し、医師にご相談ください。
  - ・かゆみ、発疹、痛みなどの異常を感じた場合
  - ・装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合

## 装着後の確認

装着後は次の確認をしてください。

### ●つま先が的確な位置にありますか？

・つま先は締め付けられないように、圧が弱い部分にくるよう位置を調節してください。

### ●かかとが的確な位置にありますか？

・かかとは四角い部分に合わせてください。

・足が小さい方は、かかとの位置を四角い部分に合わせ、つま先の部分が余るようにしてください。

### ●たるみやしわはありませんか？

・装着後にたるみやしわがある場合はストッキングをつまんでしわが伸びる程度に引き上げます。

・引き上げる時は強く引っ張り上げないでください。

・本品の上端を折り返しての装着はしないでください。

## お手入れ方法

●色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。

●本品は洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。

●アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。

●乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。

●本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

## <その他の注意>

- 着用の際には右の装着手順を参照してください。
- たるみやしわのないように装着してください。
- サイズが合わないものを使用しないでください。  
各部位の太さが変わった場合は適切なサイズに変更してください。
- 股下タイプはシリコンドットがあたる部分を頻回に除圧してください(長時間の着用により、かゆみ、かぶれを生じる場合があります)。
- 一日に数回、下肢の状態を確認してください。
- 本品に伝線、ほつれなどが生じた場合は新しいものと交換してください。
- 本品を折り返して着用したり、はさみで切るなどの加工、修理を行っての着用はしないでください。
- 医師の指導がない限り本品を他のストッキングや靴下などと重ねて着用しないでください。

## お願い

ストッキングをいためないために、以下の点を守ってください。


- 指輪など鋭利なものは、ストッキング装着の際ははずしてください。
- 手足の爪が伸びていたり、反っていたり、肌荒れした手で取り扱う場合は十分注意してください。
- 強く引っ張り上げずに、少しずつ引き上げて装着してください。
- 軟膏などの薬品や油脂類がストッキングに直接附着しないようにしてください。
- 洗濯する場合は、お手入れ方法に記載された方法で洗濯してください。

## サイズ表示の色(履き口内側のライン)


圧迫レベル	タイプ	サイズ	サイズの色分け	圧迫レベル	タイプ	サイズ	サイズの色分け
ライト	股下/膝下	S	きいろ	ノーマル	股下/膝下	S	ちゃいろ
		M	しろ			M	みずいろ
		L	あお			L	みどり
	膝下ソックス	S	きいろ		膝下ソックス	S	むらさき
		M	しろ			M	あお
		L	みどり			L	ちゃいろ

## 装着手順


- 1** 手をストッキングの上端から足の部分まで入れます。





- 2** ストッキングの上端を反対の手でしっかり握り、ストッキングをかかとの目印部分（四角部分）まで裏返します。



- 3** ストッキングから手を引き抜きます。



- 4** ストッキングのかかと部分を広げ、足を入れます。このとき、かかところがストッキングの折り返したかかと部の中心に確実にくむように合わせます。



- 5** ストッキングの裏返しになった部分を上端部までたぐりよせてまとめてつかみ、広げながらしわができないようにかかとと足首にかぶせていきます。




**広げにくく、かかと部分を通しにくい場合**


裏返しになった部分を上端部までたぐりよせず、両手で少しずつたぐり上げてください(かたまりよりストッキングが2枚分の方が広げやすくなります)。



- 6** 膝の下までしわができないように注意しながら均一に履き上げます。



- 7** 股下は残りの部分を伸ばしすぎないように注意しながら履き上げます。



- 8** つま先部分を少し引っ張り、ゆとりを与えます。



- 9** つま先とかかとの位置を確認し、たるみやしわがある場合はストッキングをつまんでしわが伸びる程度に引き上げ、取り除いてください。



膝下・膝下ソックス  
装着完了図

股下装着完了図

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。  
※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

---

**日本シグマックス株式会社**

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1  
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
受付時間:9時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

2023.03 (改版)  
168623