

トラブルシューティング

エラー1 / ゲル不足

- 治療用ゲルがプローブに適量塗られていない可能性があります。
▶治療用ゲルを適量塗りなおしてください。
- プローブが皮膚に正しく装着されていない可能性があります。
▶プローブを皮膚に密着させ、正しく装着してください。
- 使用しないプローブが挿さったままになっている可能性があります。
▶使用していないプローブを本体から取り外してください。



エラー2 / プローブ未接続

- プローブが本体に正しく接続されていない可能性があります。
▶プローブを本体に正しく接続しなおしてください。



エラー3 / プローブ混在

- アクセラス2用プローブとアクセラス2用プローブSが接続されています。
▶1種類のプローブのみを接続してください。
※アクセラス2用プローブSはセット内容に含まれておりません。医師からの指示があった場合のみ使用します。



エラー4 / プローブ故障

- プローブが故障している可能性があります。
▶アクセラスレンタルサービス対応窓口までご連絡ください。

エラー5 / バッテリー残量不足

- バッテリーの残量が不足しています。
▶バッテリーを十分充電するか、ACアダプタを接続しながら使用してください。



エラー6 / 充電温度異常

- 本体の温度が充電可能な範囲を超えています。
▶適切な温度環境で充電を行ってください。

エラー7 / バッテリー交換

- バッテリーの交換時期です。
▶アクセラスレンタルサービス対応窓口までご連絡ください。

エラー8 / 機器停止

- 本体に何らかの異常がみられます。
▶アクセラスレンタルサービス対応窓口までご連絡ください。

間違って電源を入れてしまったとき

間違って電源ボタンを押してしまったときは「POWER/OK」ボタンを長押ししてください。
電源がOFFになります。



ACCELLUS 2
GUIDE BOOK

06

レンタル機器の返却方法

医師から治療終了の指示が出ましたら、同梱の返却用発送伝票（着払伝票）をご利用のうえ、日本シグマックス株式会社にご返却をお願いいたします。

■返却の準備

- ・裏表紙の返却時セット内容チェックリストと照らし合わせ、返却品を確認してください。
- ・箱が開かないようにガムテープなどで開け口をとめ、返却用発送伝票（着払伝票）を箱に直接貼付してください。




※箱の印刷色は青の場合があります

■発送方法について

ヤマト運輸直営店、もしくはお近くのコンビニエンスストア・取扱店までお持ちいただき、着払いにて発送手続きを行ってください。集荷サービスをご希望の方は、下記または返却用発送伝票（着払伝票）に記載の電話番号へご連絡ください。なお、集荷サービスに関するご質問は、ヤマト運輸までお問い合わせをお願いいたします。

また、同梱の返却用発送伝票（着払伝票）を紛失した場合は、裏表紙に記載されている日本シグマックス株式会社の住所まで、着払いにてご返却ください。なお、ご不明な点がございましたら裏表紙に記載されている電話番号までご連絡ください。



集荷のご用命は

ヤマト運輸 サービスセンター（8:00～21:00）

■ナビダイヤル（携帯電話からご利用の場合）

※PHS・050IP電話からは、ご利用いただけません。

0570-200-000

■フリーダイヤル

0120-01-9625