








当社製品をより安全にお使いいただくために

当社製品をより安全にお使いいただくため、付属品・消耗品の点検や交換についてお知らせいたします。

【付属品・消耗品と点検項目の一例】

超音波プローブ	接続ケーブル類	電極パッド	冷却パッド	ホース	エアブーツ	面ファスナーを使用した商品
						
ひび割れ等ないか	断線や被覆破れがないか	粘着力はあるか	水漏れが無いか	エア漏れが無いか	エア漏れが無いか	面ファスナーが係合するか

※各点検項目の詳細は、製品付属の取扱説明書や保守点検マニュアルをご参照ください。

- ・ご使用前は必ず使用前点検を行い、破損や劣化、変色や変形などの異常が無いか確認してください。
- ・異常が確認された場合はご使用を中止し、新しいものに交換してください。
- ・消耗品の交換については、最寄りの代理店へお問い合わせください。

当社製品を安全に継続的にご使用いただくため、お客様にはお手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。