

ポケットエコー miruco

Cost performance
Portability
Simple



■ 軽量・コンパクト設計で移動も楽々！

白衣等のポケットに入るコンパクト設計。連続動作時間は約3時間。

病棟、往診、訪問看護など使用シーンを選ばず、いつでも画像取得が可能です。

※充電しながらの使用はできません。




■ 素早い起動で、簡単操作！

タブレット表示器のスリープを解除し、プローブを接続すると約5秒で起動、使いたい時にすぐに使えます。



■ 画像共有が簡単！

Wi-Fi 使用環境下であれば画像のメール送信が可能です。また、USB 接続でパソコンに画像を保存することで、情報・画像の共有や現場での判断に活用できます。





現場で判断が必要な時に、
腹部や膀胱の状態を確認できる
汎用性の高い 3.5MHz のコンバックスプローブ



3.5MHz コンバックスプローブ

- 在宅やベッドサイドで気軽に使え、医師のPOCUSに導入しやすい価格設定
- 設定は、観測部位（膀胱、肺、深部、浅部）と体型の2つを選ぶだけ
- 分かりやすい日本語表示で、看護師でも簡単に膀胱等の観察が可能

198,000円（税別）


寄り添う アセスメントのために

使用例


- 脱水等の体液管理、排尿管理など
[膀胱モード]
- 慢性心不全、誤嚥性肺炎など
[肺モード]
- 腹部観察など
[深部モード、ユーザー1 など]



描出画像例



膀胱モード



肺モード



ユーザー 1

おためしレンタルプラン

実際の使用感を現場で確認いただける、
購入検討のための短期レンタルプランです。

おためしレンタル価格


1種類のプローブを試す

1週間プラン	5,000円（税別）
2週間プラン	10,000円（税別）

2種類のプローブを試す

1週間プラン	7,000円（税別）
2週間プラン	14,000円（税別）

レンタル期間について





浅部の描出に適した
10MHzのリニアプローブ

10MHz リニアプローブ


- 運動器、皮下組織、頸部、末梢血管、肺など比較的浅い組織の描出に
- 観測部位に適した設定を2つのボタンから選択するだけの簡単操作
- 2点間距離計測機能付き*。始点と終点の2点を指で合わせるだけで簡単に計測可能
*コンバックスプローブにはございません

298,000円(税別)


描出画像例



表在モード



末梢血管モード



経鼻胃管モード



肺モード

これからの医療安全に 役立てられる1台

使用例

- 血管穿刺時の確認など
[表在モード、末梢血管モード]
- 経鼻胃管挿入時の確認
[経鼻胃管モード]
- 気胸、誤嚥性肺炎など
[肺モード]



miruco おためしレンタルセット内容

- miruco 本体一式
 - ・お好みのプローブ 1 or 2 台
 - ・タブレット表示器 1 台
 - ・タブレット表示器充電用アダプタ 1 台
 - ・超音波ゲル 1 本
 - ガイドブック
 - 「みるミルできるポケットエコー①膀胱」
 - 「みるミルできるポケットエコー② 経鼻胃管・誤嚥性肺炎」
- ※お選びのプローブにより①または②



エコーが
初めての方でも
安心!

一緒にお貸し出します!

ポケットエコーのガイドブック



コンバックスプローブ
「みるミルできるポケットエコー①膀胱」



リニアプローブ
「みるミルできるポケットエコー② 経鼻胃管・誤嚥性肺炎」



お申し込み

下記アドレスまたは右記 QR コードよりお申し込みください

<https://www.sigmax-med.jp/medical/trial-miruco>



万一の故障時も安心！ポケットエコー mirUCO の保証プラン



「安心3年保証」なら、軽微な過失による故障までカバー！

◆基本保証 通常使用における製品起因の故障を補償します

◆安心3年保証 基本保証に加え、故意ではない軽微な破損等まで手厚い補償が受けられます

◆基本保証

- ・検査修理中の代替機の貸出が無償
- ・故障部品を無償交換※1
- ・点検費無償※1



- ・タブレット・プローブが各1回交換無償※2
- ・USBケーブル・充電用アダプタが交換無償（回数制限なし）※2
- ・有償修理を補償 1回目70%（お客様負担30%）
2回目40%（お客様負担60%）

※期間中に一度も点検・補償が発生しなかった場合 ※次回購入時安心3年保証料から1万円引き※3

※1:通常使用における製品起因の故障の場合 ※2:明らかな破損や、事故・浸水、故意による故障を除く ※3:購入後4年以上5年未満且つ1台に限る・要自己申告
※いずれの保証についても、保証内容の詳細は保証規定をご覧ください。

商品	保証プラン	価格（税別）	セット内容	
3.5MHz コンバックスプローブ 適用部位 胸部：肺・胸水等 腹部：膀胱・腹水等 	なし	基本保証：1年間	198,000円	コンバックスプローブ（3.5MHz）1台、タブレット表示器1台、USBケーブル1本、タブレット表示器充電用アダプタ1台、超音波ゲル1本
	2年追加保証	基本保証：3年間	228,000円	
	安心3年保証	オススメ	238,000円	
	リース	基本保証＋ 動産保険：3年間	約7,200円 ×36回払い	
10MHz リニアプローブ 適用部位 頸部、皮下組織、末梢血管、 運動器、肺 等 	なし	基本保証：1年間	298,000円	リニアプローブ（10MHz）1台、タブレット表示器1台、USBケーブル1本、タブレット表示器充電用アダプタ1台、超音波ゲル1本
	2年追加保証	基本保証：3年間	348,000円	
	安心3年保証	オススメ	358,000円	
	リース	基本保証＋ 動産保険：3年間	約11,100円 ×36回払い	
3.5MHz コンバックスプローブ & 10MHz リニアプローブ 	なし	基本保証：1年間	446,000円	コンバックスプローブ（3.5MHz）1台、リニアプローブ（10MHz）1台、タブレット表示器1台、USBケーブル1本、タブレット表示器充電用アダプタ1台、超音波ゲル1本
	2年追加保証	基本保証：3年間	518,000円	
	安心3年保証	オススメ	536,000円	
	リース	基本保証＋ 動産保険：3年間	約16,200円 ×36回払い	

※プローブや表示器のみの買い替えについては、下記【製品に関するお問い合わせ】へ

販売オプション 非薬事品	ミニセット	1,000円	プローブ保護カバー1個、タブレットリング1個
	基本セット	4,500円	バッグ1個、プローブ保護カバー1個
	フルセット	5,300円	バッグ1個、プローブ保護カバー1個、タブレットリング1個、超音波ゲル用ミニボトル1本



【オプション イメージ】

※ご注文はウェブからのみ承ります。

購入はこちら

<https://www.sigmex-med.jp/medical/order-miruco/>



リース申込はこちら

<https://www.sigmex-med.jp/medical/lease-miruco/>



販売名：ポケットエコー miruco
 一般名称：汎用超音波画像診断装置
 類別：機械器具 12 理学診療用器具
 医療機器分類：管理医療機器
 特定保守管理医療機器：該当
 医療機器認証番号：228AHBZX00010000

●製品に関するお問い合わせ

電話でのお問い合わせ

TEL.0800-222-3210（通話料無料）受付時間：9時～17時（平日）
※土日、祝日、年末年始を除く

メールでのお問い合わせ

メールアドレス miruco@sigmax.co.jp

ホームページ https://www.sigmex-med.jp/medical/product_miruco

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

- 予告なく製品の仕様変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因となります。