

<日本シグマックス株式会社 超音波画像診断装置取扱機種一覧>

2018年3月更新

| 取扱会社 | 株式会社日立製作所 | | | コニカミノルタジャパン株式会社 | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Noblus | ARIETTA Prologue LE | F37 | SONIMAGEHS1 SNIBLE | SONIMAGE613 | Aixplorer |
| 写真 |  |  |  |  |  |  |
| 装置サイズ | 本体のみ (W)250mm (H)90-380mm (D)250-513mm | 本体のみ (W)296mm (H)260mm (D)75-260mm | 本体のみ (W)250mm (H)90-380mm (D)250-513mm | ※モニター折たたみ時 (W)369mm (H)90mm (D)452mm | 最大時 (W)450mm (H)1490mm (D)700mm | (W)610mm (H)1310-1690mm (D)1050mm |
| モニタ | 15インチ | 11.6インチ | 17 (15) インチ | 15インチ | 19インチ | 21.5インチ |
| 2画面機能 | ○ (上下・左右) | ○ (上下・左右) | ○ (左右) | ○ | ○ | ○ |
| 動画記録時間 | 300秒 | 180秒 | 180秒 | 120秒 | × | 60秒 |
| 針先強調機能 | ○ | ○ | ○ | Simple Needle Visuarization(針強調機能) ステア機能 | × | × |
| バッテリー駆動 | ○ | ○ | × | ○ (最大1時間) | × | × |
| 本体質量 | 約9kg | 約4.5kg | 約65kg | 約7.8kg (本体のみバッテリー含む) | 約61kg | 約97kg |
| 操作 | 画面一部タッチパネル | 画面全域タッチパネル | 専用パネル | 一部タッチパネル | キーボード | 一部タッチパネル |
| 管理 | USBメモリ/USB-HDD/ ネットワークフォルダ | USBメモリ/USB-HDD | USBメモリ/DVD-RAM/ CD-R | USBメモリ/SDカード | USBメモリ/CD/DVD | USBメモリ |

| 取扱会社 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | | | シーメンスヘルスケア株式会社 | | | 日本シグマックス株式会社 |
|---------|--|--|--|--|---|--|--|
| 製品名 | Xario200 | viamo c100 | Aplio i800 | ACUSON NX3 Elite | ACUSON P500 | ACUSON FreeStyle | フレックスフォーカス800 |
| 写真 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置サイズ | 最大時 (W)473mm (H)1,582mm (D)785mm | 本体のみ (W)370 mm (H)72~370 mm (D)350 mm | 最大時 (W)584mm (H)1,790mm (D)1,010mm | 最大時 (W)517mm (H)1,586mm (D)923mm | (W)402mm (H)715/360mm (モニター開/閉) (D)374mm | 最大時 (W)517mm (H)1,586mm (D)923mm | 最大時 (W)350mm (H)1,602mm (D)595mm |
| モニタ | 19インチ | 15インチ | 23インチ | 21.5インチ | 15.4インチ | 15インチ | 19インチ |
| 2画面機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 動画記録時間 | 120秒 (フリーズ前保存は70秒) | 15秒 | 180秒 | 120秒 | 60秒 | 60秒 | 500GB相当 (約80時間) |
| 針先強調機能 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| バッテリー駆動 | - | ○ (最大2時間) | ○ (オプション 30分) | × | ○ | ○ | ○ (最大4時間) |
| 本体質量 | 約75kg | 約5.3kg | 約110kg | 約75kg | 約7.2kg | 約4.8kg | 約46kg |
| 操作 | 一部タッチパネル | キーボード | 一部タッチパネル | 一部タッチパネル | 一部タッチパネル | 本体パネルキー プローブ無線操作可能 | 一部タッチパネル |
| 管理 | HDD/USBメモリ/CD/ DVD | HDD/USBメモリ | HDD/USBメモリ/CD/ DVD | HDD/USBメモリ/CD/DVD | HDD/USBメモリ/CD/DVD | HDD/USBメモリ | - |

※当資料内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。