

TIELLE®

ティエール

<ハイドロポリマー Dressing>

滲出液の
吸収量が
アップしました。





過剰な滲出液を吸収、蒸散させ適度な湿潤環境を保持する創傷被覆材ティエール。

ハイドロポリマーの密度と厚みが増し、吸収量が約40%アップしました。(シスタジェニクス社調べ)

より使用しやすくなったティエールをぜひお試しください。




(吸収後イメージ)



特長


- ハイドロポリマー・吸収パッドにより滲出液を吸収して膨らみ、創傷部のくぼみにやさしくフィット
- 過剰な滲出液を吸収する不織布吸収シート入り
- 防水性、水蒸気透過性、柔軟性に優れたポリウレタンカバーフォーム
- 肌にやさしいポリウレタン系粘着剤
- ガンマ線滅菌済み



TIELLE®

ティエール

<ハイドロポリマードレッシング>



品番	種類	サイズ		1箱入数 (枚)	1ケース入数	
		全体サイズ	吸収パッド		(箱)	(枚数)
514210	MTL100EN	7 cm × 9 cm	3 cm × 5 cm	10	5	50 枚
514211	MTL101EN	11 cm × 11 cm	7 cm × 7 cm	10	5	50 枚
514212	MTL102JP	15 cm × 20 cm	11 cm × 16 cm	5	5	25 枚
514213	MTL103JP	18 cm × 18 cm	14 cm × 14 cm	5	5	25 枚
514214	MTL104JP	18 cm × 18 cm (仙骨部用)	8~10 cm × 12 cm	5	5	25 枚
514215	MTL105JP	15 cm × 15 cm	11 cm × 11 cm	10	5	50 枚

保険適用

- 種類 類：特定保険医療材料
- 保険請求名：101皮膚欠損用創傷被覆材
(2)皮下組織に至る創傷用・①標準型
- 保険請求方法：公定価格による保険償還

■販売名：ティエール*

- 一般的名称：二次治療フォーム状創傷被覆・保護材(JMDNコード:11323003)
- 医療機器承認番号：21200BZY00547000
- 滅菌方法：ガンマ線

販売元

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3200

- 北海道営業所：〒060-0806 札幌市北区北6条西1-4-2 TEL.011(738)5881
- 東北営業所：〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 TEL.022(298)0871
- 北関東営業所：〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3-169-2 TEL.048(657)3950
- 東日本営業所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3210
- 南関東営業所：〒231-0023 横浜市中区山下町51-1 TEL.045(663)0261
- 中部営業所：〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-15 TEL.052(219)0851
- 西日本営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 TEL.06(6398)0290
- 中国営業所：〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 TEL.082(264)4701
- 四国営業所：〒790-0005 松山市花園町3-21 TEL.089(933)5515
- 九州営業所：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-1 TEL.092(474)7821

*本製品に関するお問い合わせは、最寄りの各営業所までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書、または添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。