

頸椎固定用シーネ「カラーキーパー」および「カラーキーパー・U」  
仕様変更のご案内

変更対象商品 : 「カラーキーパー」および「カラーキーパー・U」  
 出荷開始予定時期 : 2017年5月以降、現行品がなくなり次第、順次切替  
 ※出荷状況により新旧製品が一時期混在いたします。ご了承ください。

変更内容 :

◆「カラーキーパー」



変更内容	
製品本体に2段階の高さ調節機能を付加しフィット感が向上。	<p>製品本体に内蔵した高さ調節シートにより、製品本体中心部で1cmずつ2段階（最大2cm）の高さ調節が可能。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>高さ調節なし</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>高さ調節シートを1本抜いた場合</p>  <p>製品本体中心部 1cm 短縮</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>高さ調節シートを2本抜いた場合</p>  <p>製品本体中心部 2cm 短縮</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">高さ調節シート </p>
製品の色をグレーに変更	<p>製品の色をグリーンから、目立ちにくいグレーに変更。</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>変更前</p>  </div> <div style="margin: 0 20px;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>変更後</p>  </div> </div>
カバーの素材変更	<p>吸水速乾加工を施した化繊生地に変更。さらっとした肌触りのよい素材を採用。</p>
製品本体に通気孔をあけ、凹凸加工しムレやすい首まわりに対応	<p>凹凸加工</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p>2層構造の芯材</p> <p>内側：ポリウレタンフォーム</p> <p>外側：ポリエチレンフォーム</p> </div>
化粧箱デザイン変更	<p>化粧箱のデザインを変更。寸法の変更はなし。</p> 

適用範囲

種類	適用範囲 (首まわり)	高さの目安 (製品本体中心)	
		変更前	変更後
SS	25cm~30cm	7.5cm	6.5cm~8.5cm
S	30cm~35cm	8.0cm	7.0cm~9.0cm
M	35cm~40cm	8.5cm	7.5cm~9.5cm
L	40cm~45cm	8.0cm	7.0cm~9.0cm

※ 品番、JANコード、価格等の変更はございません。

◆「カラーキーパー・U」



変更内容	
製品の色をグレーに変更	<p>製品の色をグリーンから、目立ちにくいグレーに変更。</p> <p>変更前 → 変更後</p> 
化粧箱デザイン変更	<p>化粧箱のデザインを変更。寸法の変更はなし。</p> 

- ※ 製品機能および適用範囲に変更はありません。
- ※ 品番、JANコード、価格等の変更はございません。

以上