


粘着性ガーゼ包帯 ベネルーク®

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：ガーゼ、脱脂綿、湿布薬などの固定／カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定



特長

やわらかい不織布製の基布を使用。
皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用し、
通気性にも配慮。

- 皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
- 通気性を保つため、粘着剤をストライプ状に塗工しています。

| 品番 | 種類 | 製品規格(幅×実長) | 1箱入数 |
|-------|----|----------------|------|
| 17902 | 2号 | 2.5 cm × 10 m | 12巻 |
| 17904 | 4号 | 5.0 cm × 10 m | 6巻 |
| 17905 | 5号 | 7.5 cm × 10 m | 4巻 |
| 17906 | 6号 | 10.0 cm × 10 m | 3巻 |
| 17907 | 7号 | 15.0 cm × 10 m | 2巻 |

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。