

チューブ包帯

ロールアップストッキネット

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：手術時における四肢の保温など



特長

ドーナツ状に巻いたチューブ包帯。
四肢全体のサポートや保温に。

- あらかじめドーナツ状に巻き上げてあるので、そのまま手足の先端にあてがい、ロール部分をころがし伸ばすだけで、素早く装着できます。
- 吸湿性に優れたソフトな肌ざわりの高品質の純綿糸を使用しています。
- 各種サイズを用意。長さが一目でわかるように端糸を色分けしました(●[青]150cm ●[緑]120cm ○[白]90cm)。
- 滅菌が可能です(オートクレーブ、EOG)。

品番	種類	製品規格(幅×長さ)	適用範囲	端糸の色	1箱入数
110030	3号	7.6cm × 90cm	上肢	白	20コ
110041	4号A	10.2cm × 90cm	上肢	白	20コ
110042	4号B	10.2cm × 120cm	下肢	緑	20コ
110043	4号C	10.2cm × 150cm	下肢	青	20コ
110052	5号B	13.7cm × 120cm	下肢	緑	20コ
110053	5号C	13.7cm × 150cm	下肢	青	20コ

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。