

十字靱帯機能検査機器

十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：膝関節における脛骨の前方または後方動揺性を評価し、十字靱帯機能の検査に用いる



特長

膝の安定性を定量的に測定し、十字靱帯の機能評価が可能。

視認性の良いデジタル表示

視認性の良いデジタル画面で、荷重と移動量をリアルタイムに表示します。また、設定された荷重時と最大荷重時における4点の移動量をラップ単位で表示します。
(測定範囲0～45mm/分解能0.1mm)
※荷重の単位は[N]
(ニュートン)と[lbf] (パウンド)で設定切替可。



軽量・コンパクト設計

簡単に持ち運びができる軽量・コンパクトな設計。検査時の負担も軽減できます。



キャリブレーションツールを同梱

いつでも正確な検査を行えるようキャリブレーションツール(重さゲージ30N)を同梱しております。
※キャリブレーション=校正、調整



シンプルな操作性

ボタンの少ない操作パネルですので、煩雑な操作は必要ありません。



操作性を考慮したデザイン

膝蓋骨に当たる部分の幅を狭くし、測定時に押さえやすく設計しています。また、患者様に当たる部分の角を少なくし、使用時の不快感を軽減しました。



メモリー機能搭載

検査記録を最大24件まで保存できます。また、付属のUSBケーブルで、データをPCに移動し管理することが可能です(CSV形式にて保存)。



十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100

品番	1箱入数
260100	1セット

別売品 トラクションベルト

品番	1箱入数
260201	1本

別売品 下肢固定ベルト

品番	1箱入数
260202	1本

製品基本構成



セット内容：本体、膝置き台、足置き台、重さゲージ(30N)、USBケーブル、付属CD-ROM、キャリブレーションブロック

別売品 トラクションベルト



別売品 下肢固定ベルト



⚠ 警告

<使用方法>

本体の周辺には無線機器、電気メス、除細動器等、高周波を発生する機器、その他の医療機器等を近づけないこと(本体および上記の機器に誤作動が生じるおそれがあるため)。

⚠ 禁忌・禁止

<適用患者>

医師が本体を使用することが適切でないと判断した患者には使用しないこと。

製造販売業者

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

- 予告なく製品の仕様変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因となります。



<https://www.sigmax-med.jp/>