

十字靱帯機能検査機器

十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：膝関節における脛骨の前方または後方動揺性を評価し、十字靱帯機能の検査に用いる



特長

膝の安定性を定量的に測定し、十字靱帯の機能評価が可能。

視認性の良いデジタル表示

視認性の良いデジタル画面で、荷重と移動量をリアルタイムに表示します。また、設定された荷重時と最大荷重時における4点の移動量をラップ単位で表示します。
(測定範囲0~45mm/分解能0.1mm)
※荷重の単位は[N]
(ニュートン)と[lbf](パウンド)で設定切替可。



軽量・コンパクト設計

簡単に持ち運びができる軽量・コンパクトな設計。検査時の負担も軽減できます。



キャリブレーションツールを同梱

いつでも正確な検査を行えるようキャリブレーションツール(重さゲージ30N)を同梱しております。
※キャリブレーション=校正、調整



シンプルな操作性

ボタンの少ない操作パネルですので、煩雑な操作は必要ありません。



操作性を考慮したデザイン

膝蓋骨に当たる部分の幅を狭くし、測定時に押さえやすく設計しています。また、患者様に当たる部分の角を少なくし、使用時の不快感を軽減しました。



メモリー機能搭載

検査記録を最大24件まで保存できます。また、付属のUSBケーブルで、データをPCに移動し管理することが可能です(CSV形式にて保存)。



十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100

品番	1箱入数
260100	1セット

別売品 トラクションベルト

品番	1箱入数
260201	1本

下肢固定ベルト

品番	1箱入数
260202	1本

製品基本構成



セット内容：本体、膝置き台、足置き台、重さゲージ(30N)、USBケーブル、付属CD-ROM、キャリブレーションブロック

別売品 トラクションベルト



別売品 下肢固定ベルト



製造販売業者

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

- 予告なく製品の仕様変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因となります。



<https://www.sigmax-med.jp/>