

成形副木／頸部固定帯

カラーキーパー・ハード

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。




主な用途：捻挫や疼痛時の頸部を固定・支持



特長

顎にフィットして頸部をしっかりと固定。
高さ調節が可能。

- 首まわりの形状にフィットしやすい設計です。
- 2枚のシートを上下にずらして高さの微調節が可能です。
- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式を採用しました。
- 芯材には通気孔を設けることでムレにくい仕様です。



ダブルストッパー方式

一方の面ファスナーをもう一方の面ファスナーで挟み込んでとめるダブルストッパー方式のため外れにくい設計です。

品番	種類	適用範囲(首回り)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数
311211	S	30 cm ~ 35 cm	8.0 cm ~ 9.5 cm	1コ
311212	M	35 cm ~ 40 cm	8.5 cm ~ 10.0 cm	1コ
311213	L	40 cm ~ 45 cm	8.0 cm ~ 9.5 cm	1コ

※首まわりに合わせて選んでください。

一般的名称	成形副木(JMDNコード:35354000)
医療機器分類	一般医療機器
医療機器届出番号	13B2X00187000027

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変わることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。