

医療用サポーター

# ウールサポーター

製品情報は  
こちらからも  
ご覧いただけます。



主な用途：関節の保温、圧迫



## 特長

ウール混紡の保温・圧迫用サポーター。

- ウール混紡の関節の保温・圧迫用サポーター。
- ラテックスフリー。
- 縦横両方向に伸縮するため、患部にやさしくフィットします。
- 様々な部位に対応するラインナップを用意しました。

品番	種類	適用範囲	1箱入数	1袋入数
301301	ひじS	20 cm ~ 25 cm	6袋	1枚
301302	ひじM・ひざS	23 cm ~ 30 cm	6袋	1枚
301303	ひじL・ひざM	30 cm ~ 40 cm	6袋	1枚
301304	ひざL	40 cm ~ 50 cm	6袋	1枚
301305	ひざM (ロング)	30 cm ~ 40 cm	6袋	1枚
301306	手のひら	—	6袋	1枚
301307	手くび	17 cm ~ 23 cm	6袋	2枚
301308	足くび	23 cm ~ 27 cm	6袋	1枚

※ひじは肘頭から10cm上の周囲、ひざは膝蓋骨中心から12cm上の周囲を目安にしてください。  
足くびの適用範囲は靴のサイズを目安にしてください。

## 日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1  
お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)  
受付時間：9時～17時 (平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。