

鎖骨固定帯

クラビクルブレース

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。

主な用途：鎖骨の固定



特長

鎖骨固定時の圧迫感を和らげる
厚手のクッション材を採用。

- 厚手のストラップクッションを採用し、腋窩の圧迫を軽減した形状です。
- 角度調節面ファスナーにより肩幅に合わせてストラップクッションの角度調節が可能です。
- アジャスターと面ファスナーを組み合わせたダブルストッパー構造です。
- 背当てにプラスチックステーを入れることでよれにくい仕様になっています。
- 金属パーツ不採用です。

品番	種類	参考適用範囲 (男性：胸囲)	参考適用範囲 (女性：アンダーバスト)	1箱入数
15601	3S	40 cm ~ 50 cm	40 cm ~ 50 cm	1コ
15602	SS	50 cm ~ 60 cm	50 cm ~ 60 cm	1コ
15603	S	60 cm ~ 70 cm	60 cm ~ 65 cm	1コ
15604	M	70 cm ~ 85 cm	65 cm ~ 80 cm	1コ
15605	L	85 cm ~ 115 cm	80 cm ~ 115 cm	1コ
15606	LL	115 cm ~ 150 cm	115 cm ~ 150 cm	1コ

※男性は胸囲、女性はアンダーバストを計測してください。

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
 受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>

- 予告なく製品の仕様変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。