

弾力包帯

# エルウェーブ®

製品情報は  
こちらからも  
ご覧いただけます。



主な用途：副木などの固定／術後の圧迫固定



## 特長

オール Cotton の弾力包帯。  
伸長率は約200%。屈曲部にもフィット。

- 伸長率は約200%です。
- 肌あたりが良く、吸湿性のある Cotton 100%です。
- 適度な厚手の生地で副木などの圧迫固定に適したタイプです。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- 蛍光染料は不使用です。

品番	種類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数
022	2号	5.0 cm × 4.5 m	6巻
023	3号	7.5 cm × 4.5 m	6巻
024	4号	10.0 cm × 4.5 m	6巻
027	7号	17.5 cm × 4.5 m	6巻

## 日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1  
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。