

# 腰部・大腿部用サポーター プレパンツ®

製品情報は  
こちらからも  
ご覧いただけます。




主な用途：腰部、大腿部の圧迫



## 特長

圧迫力の調節がしやすく、  
腰から大腿部にかけてサポート。

- 腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置して圧迫力の調節が可能です。
- サポーター本体には弾力性とフィット性のある生地を採用。また、吸水性、透湿性に富み肌触りのよい素材を使用し快適な装着感です。
- 左右兼用です。



2本の面ファスナーで、容易に着脱。  
圧迫力の調節もできます。

品番	種類	適用範囲(ヒップ周囲)	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数
17001	S	60 cm ~ 75 cm	40 cm ~ 45 cm	1コ
17002	M	75 cm ~ 90 cm	45 cm ~ 51 cm	1コ
17003	L	90 cm ~ 110 cm	51 cm ~ 58 cm	1コ
17004	LL	110 cm ~ 130 cm	58 cm ~ 65 cm	1コ

※ヒップ周囲を基準とし、大腿周囲は目安としてください。

## 日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1  
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。