

粘着性ガーゼ包帯 ベネルーク®

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：ガーゼ、脱脂綿、湿布薬などの固定／カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定



特長

やわらかい不織布製の基布を使用。
皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用し、
通気性にも配慮。

- 皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
- 通気性を保つため、粘着剤をストライプ状に塗工しています。

品番	種類	製品規格(幅×実長)	1箱入数
17902	2号	2.5 cm × 10 m	12巻
17904	4号	5.0 cm × 10 m	6巻
17905	5号	7.5 cm × 10 m	4巻
17906	6号	10.0 cm × 10 m	3巻
17907	7号	15.0 cm × 10 m	2巻

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。