

頸椎固定用シーネ「カラーキーパー」および「カラーキーパー・U」
仕様変更のご案内

変更対象商品：「カラーキーパー」および「カラーキーパー・U」

出荷開始予定時期：2017年5月以降、現行品がなくなり次第、順次切替

※出荷状況により新旧製品が一時期混在いたします。ご了承ください。

変更内容：

◆「カラーキーパー」



変更内容	
製品本体に2段階の高さ調節機能を付加しフィット感が向上。	製品本体に内蔵した高さ調節シートにより、製品本体中心部で1cmずつ2段階（最大2cm）の高さ調節が可能。 高さ調節シート  高さ調節なし 高さ調節シートを1本抜いた場合 製品本体中心部1cm短縮 高さ調節シートを2本抜いた場合 製品本体中心部2cm短縮
製品の色をグレーに変更	製品の色をグリーンから、目立ちにくいグレーに変更。 変更前  変更後 
カバーの素材変更	吸水速乾加工を施した化繊生地に変更。さらっとした肌触りのよい素材を採用。
製品本体に通気孔をあけ、凹凸加工しムレやすい首まわりに対応	凹凸加工  2層構造の芯材 内側：ポリウレタンフォーム 外側：ポリエチレンフォーム
化粧箱デザイン変更	化粧箱のデザインを変更。寸法の変更はなし。 

適用範囲

種類	適用範囲 (首まわり)	高さの目安（製品本体中心）	
		変更前	変更後
SS	25cm～30cm	7.5cm	6.5cm～8.5cm
S	30cm～35cm	8.0cm	7.0cm～9.0cm
M	35cm～40cm	8.5cm	7.5cm～9.5cm
L	40cm～45cm	8.0cm	7.0cm～9.0cm

※ 品番、JANコード、価格等の変更はございません。

◆「カラーキーパー・U」



変更内容	
製品の色をグレーに変更	製品の色をグリーンから、目立ちにくいグレーに変更。 変更前  → 変更後 
化粧箱デザイン変更	化粧箱のデザインを変更。寸法の変更はなし。 

- ※ 製品機能および適用範囲に変更はありません。
- ※ 品番、JAN コード、価格等の変更はございません。

以上