

胸部固定帯 リブバンド

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：胸部の圧迫、固定



特長

胸部のフィット性を向上させたスタンダードタイプ。女性用は乳房を圧迫しない形状。

- 腋窩部に当たりにくい形状で、上位肋骨も的確に固定します。
- 背部の伸縮部分は、下部にかけて幅を狭くすることでフィット性をアップしました。
- サポーター本体の生地には、抗菌防臭・消臭加工を施した素材を採用しています。
- 前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状です。
- 女性用は乳房を圧迫しない形状です。



●腋窩部に当たりにくい形状で、上位肋骨も的確に固定。



前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状。

<一般用>

| 品番 | 種類 | 適用範囲(胸囲) | 1箱入数 |
|--------|----|-----------------|------|
| 313000 | SS | 55 cm ~ 70 cm | 1コ |
| 313001 | S | 70 cm ~ 85 cm | 1コ |
| 313002 | M | 85 cm ~ 100 cm | 1コ |
| 313003 | L | 100 cm ~ 120 cm | 1コ |
| 313004 | LL | 120 cm ~ 140 cm | 1コ |
| 313005 | 3L | 140 cm ~ 160 cm | 1コ |

<女性用>

| 品番 | 種類 | 適用範囲(アンダーバスト) | 1箱入数 |
|--------|----|-----------------|------|
| 313102 | M | 60 cm ~ 75 cm | 1コ |
| 313103 | L | 75 cm ~ 90 cm | 1コ |
| 313104 | LL | 90 cm ~ 105 cm | 1コ |
| 313105 | 3L | 105 cm ~ 120 cm | 1コ |

※一般用は胸囲に合わせて選んでください。
女性用はアンダーバストを計測してください。

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。