

胸部固定帯

リブバンドフィット

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：胸部の圧迫、固定




特長

前合わせ部を2分割にし、圧迫力の微調節が可能。メッシュ素材でかさばりをおさえた快適な装着感。

- 前合わせ部を2分割構造にし、圧迫力の微調節が可能です。
- 前合わせ部に薄い伸縮性メッシュ素材を採用し、かさばりを軽減しました。
- サポーター本体の生地には、抗菌・防臭加工を施した通気性の良い素材を使用しています。
- 前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状です。

V字カット形状

本体と伸縮ストラップの統合部分をV字形状にし、製品上下端の圧迫力を高めることでずれ落ちにくい設計です。



2分割構造

前合わせ部を2分割構造にし、圧迫力の微調節が可能でフィットしやすい形状。

品番	種類	適用範囲(胸囲)	1箱入数
313401	S	60cm～80cm	1コ
313402	M	80cm～100cm	1コ
313403	L	100cm～120cm	1コ
313404	LL	120cm～140cm	1コ
313405	3L	140cm～160cm	1コ

※胸囲に合わせて選んでください。



前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状です。

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。