

胸部固定帯

リブバンドme (メッシュタイプ)

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：胸部の圧迫、固定



特長

装着感を重視した
ムレにくいメッシュタイプ。

- サポーター本体の生地には通気性と吸汗性があり、ごわつき感のないメッシュ素材を採用しました。
- 肌に当たる面にはソフトタッチの綿パイル地を使用しています。
- 前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状です。



- 前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状です。

品番	種類	適用範囲(胸囲)	1箱入数
313301	S	70 cm ~ 85 cm	1コ
313302	M	85 cm ~ 100 cm	1コ
313303	L	100 cm ~ 120 cm	1コ
313304	LL	120 cm ~ 140 cm	1コ

※胸囲に合わせて選んでください。

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。