

弾性包帯

エルテクト®

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。

主な用途：やけどや術後などの圧迫固定



特長

適度な弾力性と圧迫力。
伸長率は約250%。

- 伸長率は約250%です。
- 伸縮性の高い糸を使用し適度な弾力性と圧迫固定力によりさまざまな部位にフィットします。
- やけどや術後の圧迫固定に適したタイプです。

品番	種類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数
052	2号	5.0 cm × 9 m	10巻
053	3号	7.5 cm × 9 m	10巻
054	4号	10.0 cm × 9 m	10巻
056	6号	15.0 cm × 9 m	4巻

エルテクトは、やけどや術後の圧迫固定に適したタイプです。伸縮性の高い糸を使用し、適度な弾力性と圧迫固定力により、さまざまな部位にフィットします。伸長率は約250%です。

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)
 受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。