

頸部固定帯

## カラーキーパー・me (メッシュタイプ)

製品情報は  
こちらからも  
ご覧いただけます。



主な用途：頸部の固定



## 特長

装着時の快適性を重視した、  
ムレにくいメッシュ仕様。

- 通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。
- 2枚のシートを上下にずらして高さの微調整が可能です。
- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式を採用しました。



## ダブルストッパー方式

一方の面ファスナーをもう一方の面ファスナーで挟み込んでとめるダブルストッパー方式のため外れにくい設計です。

品番	種類	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数
311301	S	30 cm ~ 35 cm	8.0 cm ~ 9.5 cm	1コ
311302	M	35 cm ~ 40 cm	8.5 cm ~ 10.0 cm	1コ
311303	L	40 cm ~ 45 cm	8.0 cm ~ 9.5 cm	1コ

※首まわりに合わせて選んでください。

## 日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1  
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
 受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。