

粘着性弾力包帯

# ベネストーク®

製品情報は  
こちらからも  
ご覧いただけます。



主な用途：カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定／術後、止血、穿刺、肋骨骨折時の  
圧迫固定／関節可動域の抑制および固定／運動時のテーピング



## 特長

弾力性のある強撚糸を使用した  
厚手タイプ。適度な圧迫固定が  
必要なときに適したタイプ。

- 強撚糸を使用した弾力性のある厚手の基布で、圧迫固定に適したタイプです。
- 皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
- 通気性を保つため粘着剤をストライプ状に塗工しています。

品番	種類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数
4302	2号	2.50 cm × 5 m	12巻
4303	3号	3.75 cm × 5 m	8巻
4304	4号	5.00 cm × 5 m	6巻
4305	5号	7.50 cm × 5 m	4巻
4306	6号	10.00 cm × 5 m	3巻

## 日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1  
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。