

ギブスカッタ

キャストソー CC6

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：ギブスを形成する石膏又は合成材料を切断



製品基本構成



セット内容：ハンドピース、パワーサプライ、CC6 ブレード(2枚)、ブレードレンチ

別売品

CC6 ブレード

CC6 丸刃ブレード



特長

人間工学に基づいた機能的な
グリップデザインのギブスカッタ。

- グリップ性に優れ、最適なポジションをとれるようにデザインされたスムーズな形状です。
- 優れた重量バランスにより、手首の疲れを軽減し操作性を高めています。
- 内部モータの振動を遮断する特殊設計のゴム製モータマウントで手元に伝わる振動とモータの動作音を低減しています。
- 2段階の速度設定が可能。動作音の静かな低速設定により患者様の不安感を軽減します。

キャストソー CC6

品番	1箱入数
606101	1セット

販売名	キャストソー CC6
一般的名称	電動式ギブスカッタ (JMDNコード:16340000)
類別	機械器具40 医療用のこぎり
医療機器分類	一般医療機器
医療機器届出番号	13B2X10405000040

製造販売業者：株式会社エスジーティ

別売品

CC6 ブレード

品番	1箱入数
606102	1枚

CC6 丸刃ブレード

品番	1箱入数
606103	1枚

販売名	CC6 ブレード	医療機器届出番号	13B2X10405000041
販売名	CC6 丸刃ブレード	医療機器届出番号	13B2X10405000042
一般的名称	ギブスカッタ用刃 (JMDNコード:15774000)		
類別	機械器具40 医療用のこぎり		
医療機器分類	一般医療機器		

製造販売業者：株式会社エスジーティ

販売業者

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。