

# 冷却パック クライオカフ

製品情報は  
こちらからも  
ご覧いただけます。



主な用途：消炎鎮痛処置(寒冷治療)を行う



## 特長

クーラー(タンク)に入れた氷水を循環させることで患部を冷却。

- クーラー(タンク)をカフ装着部の上下に移動させることで、重力によりカフ内の氷水を循環させるシンプルで簡単な操作性です。
- 氷水がカフ内に移動した後は、チューブを取り外して使用できます。
- アンクル、ニー、ショルダーの各関節専用カフをラインナップしました。

品番	種類	適用範囲	1箱入数
クライオカフ アンケルカフ			
259110	—	フリー	1枚
クライオカフ ニーカフ (大腿周囲)			
259121	S	25 cm ~ 50 cm	1枚
259122	M	45 cm ~ 60 cm	1枚
259123	L	50 cm ~ 80 cm	1枚
クライオカフ ショルダーカフ (胸囲)			
259133	—	81 cm ~ 122 cm	1枚
259134	XL	107 cm ~ 137 cm	1枚
クーラーチューブセット			
259000	—	—	1コ
チューブ			
259001	—	—	1本

※クライオカフ ニーカフは、膝上15cmの大腿周囲を計測してください。

販売名	クライオカフ アンケルカフ	クライオカフ ニーカフ	クライオカフ ショルダーカフ
一般的名称	冷却パック(JMDNコード:37240020)	冷却パック(JMDNコード:37240020)	冷却パック(JMDNコード:37240020)
医療機器分類	一般医療機器	一般医療機器	一般医療機器
医療機器届出番号	13B2X00187000062	13B2X00187000063	13B2X00187000064

製造販売業者

**日本シグマックス株式会社**

本社:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1  
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
受付時間:9時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。