

救急絆創膏

キュータス® a

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。

主な用途：創傷面の保護



特長

基布にはっ水加工を施したはっ水タイプ。

- 基布にポリウレタンフィルムをプラスし、はっ水加工を施しています。
- 基布には通気性に優れたポリエステル不織布を採用。また、皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
- パッドには脱脂綿を使用しています。
- パッド表面に非固着性フィルムをラミネート。創面に貼りつかず、剥離の際に新生組織を傷つけにくい仕様です。

品番	種類	パッド部 製品寸法(タテ × ヨコ)	粘着部 製品寸法(タテ × ヨコ)	1箱入数
4601	1号	2.5 cm × 3.0 cm	5.0 cm × 5.0 cm	100枚
4602	2号	3.0 cm × 4.0 cm	5.0 cm × 7.2 cm	50枚
4603	3号	3.0 cm × 6.0 cm	6.0 cm × 10.0 cm	50枚
4604	4号	5.0 cm × 7.0 cm	10.0 cm × 12.5 cm	20枚
4605	5号	5.0 cm × 10.0 cm	10.0 cm × 16.0 cm	20枚
4606	6号	5.0 cm × 15.0 cm	10.0 cm × 20.0 cm	20枚
4607	7号	5.0 cm × 20.0 cm	10.0 cm × 25.0 cm	20枚
4608	8号	5.0 cm × 25.0 cm	10.0 cm × 30.0 cm	20枚

一般的名称	救急絆創膏(JMDNコード:34864000)
医療機器分類	一般医療機器
医療機器届出番号	13B2X00187000024

製造販売業者

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
 受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。