

伸縮包帯

# エルホワイト®

製品情報は  
こちらからも  
ご覧いただけます。



主な用途：ガーゼ、湿布薬などの固定／創傷面の保護



## 特長

伸長率は約300%。  
日常の創傷保護をはじめ、  
汎用性の高い編み物製の包帯。

- 伸長率は約300%です。
- 伸縮性に優れた糸を使用し動きのある関節部にもフィットします。
- 日常の創傷保護に適したタイプです。
- ほつれにくく耐久性に優れた編み物製の包帯です。

品番	種類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数
012	2号	5.0cm × 9m	10巻
013	3号	7.5cm × 9m	10巻
014	4号	9.0cm × 9m	10巻

エルホワイトは、伸縮性に優れた糸を使用し、動きのある関節部にもフィットします。また、ほつれにくく耐久性に優れた編み物製の包帯です。製品規格(幅×伸長)は、5.0cm × 9m、7.5cm × 9m、9.0cm × 9mです。1箱入数は、10巻です。製品名は、エルホワイト®です。お問い合わせは、お客様窓口までお願いいたします。

## 日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1  
お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)  
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。