

# 胸部固定帯 リブバンド

製品情報は  
こちらからも  
ご覧いただけます。



主な用途：胸部の圧迫、固定



## 特長

胸部のフィット性を向上させたスタンダードタイプ。女性用は乳房を圧迫しない形状。

- 腋窩部に当たりにくい形状で、上位肋骨も的確に固定します。
- 背部の伸縮部分は、下部にかけて幅を狭くすることでフィット性をアップしました。
- サポーター本体の生地には、抗菌防臭・消臭加工を施した素材を採用しています。
- 前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状です。
- 女性用は乳房を圧迫しない形状です。



●腋窩部に当たりにくい形状で、上位肋骨も的確に固定。



前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状。

### <一般用>

品番	種類	適用範囲(胸囲)	1箱入数
313000	SS	55 cm ~ 70 cm	1コ
313001	S	70 cm ~ 85 cm	1コ
313002	M	85 cm ~ 100 cm	1コ
313003	L	100 cm ~ 120 cm	1コ
313004	LL	120 cm ~ 140 cm	1コ
313005	3L	140 cm ~ 160 cm	1コ

### <女性用>

品番	種類	適用範囲(アンダーバスト)	1箱入数
313102	M	60 cm ~ 75 cm	1コ
313103	L	75 cm ~ 90 cm	1コ
313104	LL	90 cm ~ 105 cm	1コ
313105	3L	105 cm ~ 120 cm	1コ

※一般用は胸囲に合わせて選んでください。  
女性用はアンダーバストを計測してください。

## 日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1  
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。