

Amoena breast care
アモエナ ブレストケア製品カタログ

変わらない美しさを
あなたへ



amoena

amoena

乳がん体験者の方々と 歩み続けて

アモエナは乳がんを体験されたすべての女性のQuality of Life—生活の質を向上させるためのお手伝いをする製品です。アモエナは世界中の乳がん術後の女性のためのプレストフォーム（人工乳房）、下着などの分野に製品を送り続けるブランドです。

アモエナ製品で女性らしさ、ご自身のボディイメージ、自信、そして何よりご自分らしさを取り戻していただくことが私共の願いです。

乳がんを体験された女性、販売店のフィッターの方々と、そして医療従事者の方々と密接な関係を持つことで皆様に必要なとされる製品と質の高いサービスを提供し続けます。

アモエナ プレストフォーム（人工乳房）製品

アモエナのプレストフォームは、自然で柔らかな感触の高品質シリコン樹脂を使用しております。女性一人ひとりの体つきが違うように、アモエナのプレストフォームも形、サイズにおいて多様に対応できる製品を揃えております。

プレストフォームの1年保証

アモエナのプレストフォームには、購入日から1年間の保証*が付きます。詳しくは製品に添付されている『アモエナ プレストフォームご愛用のしおり』をご覧ください。

*コンタクト3Sの粘着面は保証の対象外となります。






アモエナのブレストフォーム

乳房全体を補整する乳房切除術後用のブレストフォームと、乳房を

素材はすべてシリコン製

ブレストフォームはすべてシリコン製です。柔らかいシリコンを使用し、自然な感触とボディラインを補整し、やさしいフィット感です。



※写真のブレストフォームは 382 コンタクト 3S です(7ページ掲載)。

はじめての方

手術前と変わらぬボディラインに補整するために、正しい知識を持ったフィッターによるフィッティングをおすすめしています(詳しくは19ページ「ご購入の手引き」をご覧ください)。

ブレストフォームの選び方

ブレストフォームは乳がん術後のボディラインの補整に使用するものです。しかし、ブレストフォームと一口に言っても、綿製・ウレタン製・シリコン製など、素材によりいくつかの種類に大別されます。それぞれ長所・短所がありますので、好みやライフスタイルに合わせて選ばれると良いでしょう。

アモエナのブレストフォームはすべてシリコン製です。タイプは肌に直接つけるタイプやブラジャーに入れて使用するタイプ、また、部分補整するタイプなど用途に応じてラインナップを揃えております。形状もそれぞれ異なりますので、ご利用になる方のお好みに合わせて選ぶことができます。

自然なボディラインとやさしいフィット感

部分的に補整する乳房温存・再建術後用のプレストフォームがあります。

プレストフォームは3タイプ

お好みやライフスタイルに合わせてお選びください。

Type 1


直接肌につけるタイプ

Contact コンタクト  あなたの体の一部のように前傾姿勢でも肌から離れず安定したフィット感。重さが気になる方、下着のおしゃれを楽しみたい方に。



Type 2


ブラジャーに入れて使うタイプ

Energy エナジー  よりよい快適性と装着感を肌への接着に通気性を持たせ、ほてり・のぼせ・暑さなどを軽減するタイプ。軽量タイプシリコンで肩や首の負担を軽減。



Natura ナチュラ  自然な見た目と動き
柔らかい感触で自然な見た目と動きを再現。やや軽いタイプ。



Essential エssenシャル  ボディバランスと安心感をしずく型で脇の下まで補整可能。脇の下や鎖骨下のリンパを切除した方に。



Type 3





部分補整するタイプ

Balance バランス  乳房温存術や乳房再建術を受けられた方で、左右の乳房バランスを補整したい方に。薄型タイプ。



【製品名と数字とアルファベットについて】

製品名と最後にある 1S や 2E などの数字とアルファベットの組み合わせについて、**最初の数字**は乳頭の位置を表します。その後続く**アルファベット**は形を表します。例：ナチュラ 1S は、ナチュラ製品で、乳頭が中央より低い位置にくる左右対称型の製品となります。

乳頭の位置	1 Shallow シャロー (乳頭が中央より低い位置)	2 Average アベレージ (乳頭が中央の位置)	3 Full フル (乳頭が中央より高い位置)	
形状	Symmetrical シンメトリカル (左右対称型) 	Extra エクストラシェイプ (特殊型) 	Universal ユニバーサル (万能型) 	Symmetrical シンメトリカル (左右対称型) 
	1S	2E	2U	3S

【コンフォートプラス **comfort+** について】

温度調整素材 Outlast® をシリコンに配合し、熱くなりすぎず、冷たくなりすぎず、快適な温度(31~33°C)を保ちます。



※Outlast®はOutlast Technologies Inc.の登録商標です。

【コンフォートプラス温度変化】 (注)使用プレストフォームはコンタクト 3S

C+ = コンフォートプラス

コンフォートプラス仕様品(右)と従来仕様品(左)に同時に熱を加えると…




図1
コンフォートプラスと従来品とも、20°Cの状態。




図2
熱を加えてもコンフォートプラスは、従来品に比べて温度が高くなりにくい。




図3
さらに熱を加え時間が経過しても、コンフォートプラスは快適な温度を保つ。

コンフォートプラス仕様品と従来仕様品の温度が高い状態から、自然に温度を下げると…




図4
コンフォートプラスの温度が上がるまで熱を加え、2つのプレストフォームが同じ温度の状態。




図5
コンフォートプラスは従来品に比べ、温度の下がり方が緩やか。




図6
コンフォートプラスは、従来品に比べわずかな温度変化にとどまっている。

(アモエナ社調べ)

Breast Form

アモエナ プレストフォーム

- 直接肌につけるタイプ

P.07 **Contact** コンタクト 

- ブラジャーに入れて使うタイプ

P.09 **Energy** エナジー 

P.11 **Natura** ナチュラ 

P.12 **Essential** エssenシャル

- 部分補整するタイプ

P.13 **Balance** バランス 

Contact

コンタクト

comfort+

あなたの体の一部のように

382 コンタクト 3S



シリコンの粘着面を直接肌に装着するタイプ。

- 前傾姿勢でも胸壁とプレストフォームが離れず安定したフィット感
- 胸壁で支えるため肩への負担が軽減
- 肌に接着して使用する場合、ポケットの無い市販のブラジャーも使用可能
- 付属品のバックングストリップを裏側に粘着させると、ブラジャー挿入型としても使用可能
- 左右どちらにも使用可能

※接着して使用した場合は、使用ごとに粘着面のお手入れが必要です。

こんな方におすすめです

- 動きによりプレストフォームが肌から離れることに不安感のある方
- プレストフォームの重みを負担に感じる方
- 下着のおしゃれを自由に楽しみたい方

Contact

Technology

粘着性シリコンによるパール状の粘着面が肌にぴったりフィットします。温度調整機能を有するコンフォートプラス層は、プレストフォームの温度変化を抑え、快適な装着感をサポートします。



382 コンタクト 3S

- サイズ 0～9
- 価格 1セット/箱 ¥51,700(税込)

セット内容 プレストフォーム1個、バックングストリップ1枚、予備プロテクトフィルム(粘着面保護フィルム)2枚、アモエナブラシ1本、専用ケース1個、ご愛用のしおり・使用説明書

※ごくまれにご使用になる方の皮膚の状態によって粘着力が弱い場合があります。
※毎回のご使用ごとに本製品を洗っていただくことが大切です。洗うことで再び粘着力が戻ります。
※本製品は大量に汗をかいた時や水泳中は粘着力が低下します。その際は挿入型としてポケットつきの専用ブラジャーや水着とともにご使用ください。
※必ずブラジャーをしてください。

アクセサリー

バックング ストリップ



コンタクト3Sを肌に直接つけずブラジャーに入れて使う場合に、粘着面に貼って使用します。

- サイズ 0～9
- 価格 1枚/袋 ¥1,320(税込)

アモエナ ブラシ

アモエナ コンタクト専用洗浄ブラシ
コンタクトの粘着面に影響を与えないよう、開発されました。

- 1本/袋 ¥1,100(税込)

Energy エナジー comfort+

よりよい快適性と装着感を

341 エナジーライト 2U



より快適に装着していただくための工夫を施した高機能タイプ。

- 従来のコンフォートプラスプレストフォームよりも30%多く温度調整素材を配合、温度変化を抑え快適な温度に調整
- 肌側を立体のパール形状に加工、計算された配列で通気性を確保
- 軽量タイプ(コンタクト3S、エッセンシャル2Eより約30%軽量)で、肩や首への負担を軽減
- 左右どちらにも使用可能


※専用ブラジャーのポケットに挿入して使用してください。

こんな方におすすめです

- 肩凝りなどで重みを負担に感じる方
- 治療によるほてりやのぼせ、エクササイズなどの暑さによるプレストフォームの温度変化を抑えたい方
- 脇の下のリンパ節を切除したあとが気になる方

Technology

軽量シリコン(外側)、コンフォートプラスシリコン(内側)、パール面(肌側)の3層構造です。従来のコンフォートプラス製品よりも30%多く温度調整素材を配合し、より快適に装着していただけます。また、肌面はパール形状で接触面積を少なくし、通気性を確保しました。



341 エナジーライト 2U

- サイズ 1～9
- 価格 1セット/箱 1～4 ￥38,500(税込)
5～9 ￥40,150(税込)

セット
内容

プレストフォーム1個、専用ケース1個、ご愛用のしおり

Natura ナチュラ comfort+

自然な見た目と動き

396 ナチュラ 1S



自然な見た目と動きを再現したタイプ。

- どなたにでも合わせやすい三角形型
- バストのトップが中央より低い位置にある方により合う形
- 表層は柔らかいシリコンを使用し、裏層は軽さを出すために軽量シリコンを使用した2層構造
- より本物のバストに近い自然な揺れと感触
- 横になった時にも自然な見た目
- 左右どちらにも使用可能

※専用ブラジャーのポケットに挿入して使用してください。

こんな方におすすめです

- 肩凝りなどで重みを負担に感じる方
- 柔らかい感触をお好みの方
- 自然な形をお好みの方

Technology

表層には大変柔らかいシリコンを使用し、自然な見た目と動きを再現します。裏層の軽量シリコンは少しコシがあり、プレストフォームの形を安定させるとともに、温度変化を抑える温度調整素材を配合することにより、プレストフォームの温度変化を抑え、快適な装着感をサポートします。

極めて柔らかく
しなやかな
シリコン層



形を安定させるしっかりした軽量の
コンフォートプラス層

396 ナチュラ 1S

- サイズ 1〜9
- 価格 1セット/箱 ¥33,000(税込)


セット
内容

プレストフォーム1個、専用ケース1個、ご愛用のしおり

Essential エssenシャル

ボディバランスと安心感を

エssenシャル 2E



「しずく」型の形状で脇の下まで補整できるタイプ

- 脇の下までカバーできる「しずく」型(横長デザイン)
- バストのトップが中央付近にある方により合う形
- 左右どちらにも使用可能

※専用ブラジャーのポケットに挿入して使用してください。


こんな方におすすめです

- 脇の下や鎖骨下のリンパ節を切除した方
- ハリのあるバストラインをお好みの方

Technology

1層の軽量シリコンからできており、柔らかい感触です。表層のソフトなフィルムが、自然な外観を再現します。

1層のシリコン層



エssenシャル 2E

- サイズ 0～9
- 価格 1セット/箱 ¥28,600(税込)

セット
内容

プレストフォーム1個、ご愛用のしおり

Balance バランス comfort+

乳房温存術や、乳房再建術を受けられた方へ

220 バランスナチュラル MD



**乳房温存手術後や乳房再建手術後の補整用のプレストフォーム。
通常のプレストフォームよりも薄いタイプ。**

- 肌側の層に温度調整機能を持つ物質を混合したコンフォートプラス層を追加した2層構造
- 左右どちらにも使用可能

こんな方におすすめです

- 乳房温存術や乳房再建術を受けられた方で、左右の乳房の差異にお悩みの方
- ブラジャーのカップが綺麗な形にならずお悩みの方
- ボリュームにお悩みの方

※補整範囲によっては、乳房切除術後用のプレストフォームで、より綺麗に補整できる場合があります。


Technology

表層には柔らかい薄型のシリコンを使用しています。裏層のシリコンにはプレストフォームの温度変化を抑える温度調整素材を配合することにより、快適な装着感をサポートします。



乳房温存・再建術後用プレストフォームの着用方法

図のように、手術をした側、または大きさが足りない側の乳房全体を本製品で覆うようにし、その上から通常通りブラジャーを着用してください。専用ポケットのないブラジャーを使用できます。



220 バランスナチュラ MD

● サイズ 3、5、7、9

● 価格 1セット/箱 ¥16,500(税込)

セット
内容

プレストフォーム1個、専用ケース1個、ご愛用のしおり

※7、9はお取り寄せとなります。

Brassiere

アモエナ ブラジャー

P.16 イサベル

P.16 ララ

Brassiere

裏側にプレストフォームを挿入するポケットがついたブラジャーです。
プレストフォームをしっかりとサポートし、安心感をより高めます。

イサベル 2118

愛らしいレースをふんだんにあしらったキャミソール型のブラジャーです。胸の高い位置まで伸縮素材のレースがぎきます。

色:ホワイト/ブラック



ホワイト



ブラック

カップ
AA-D

- サイズ
70 A~B
75 AA~D
80 AA~D
85 AA~D
90 A~C
- 価格
1枚/箱
¥4,950(税込)

ララ 0674

Tシャツなど薄手のアウターにもひびきにくく色も透けにくいブラジャーです。モールドされたカップがバストの形を美しく見せます。

色:ヌードベージュ



ヌードベージュ


カップ
AA-C

- サイズ
70 A~C
75 AA~C
80 AA~C
85 AA~C
90 AA~C
- 価格
1枚/箱
¥5,940(税込)

サイズの選び方

はじめにブラジャーのサイズを決めます。
 ブラジャーのサイズに合わせてプレストフォームのサイズが決まります。

●ブラジャーサイズ計測位置



●ブラジャーサイズ表

アンダーバスト周囲	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97
アンダーバストサイズ	70	75	80	85	90	95
カップサイズ	トップバスト周囲					
AA	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107
A	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109
B	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111
C	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113
D	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115

●プレストフォームサイズ表

ブラジャーサイズ	AA	70	75	80	85	90	95			
	A		70	75	80	85	90	95		
	B			70	75	80	85	90	95	
	C				70	75	80	85	90	95
	D					70	75	80	85	90
プレストフォームサイズ		0・1	2	3	4	5	6	7	8	9

表の見方 〈アンダーバスト81cm・トップバスト95cmの場合〉

まず「ブラジャーサイズ表」を見ます。

「アンダーバスト周囲」が78-82の範囲内であることからアンダーバストサイズは「80」です。続いて「80」の列を下に見ていくと、「トップバスト周囲」は94-96の範囲内なので、その行の一番左のアルファベット「B」がカップサイズになります。

これにより、ブラジャーサイズは「80B」となります。

ブラジャーサイズが決まったら、「プレストフォームサイズ表」を見ます。

「B」の行を右に見ていき、「80」と表示されている列の一番下の数字がプレストフォームのサイズです。

プレストフォームのサイズは「5」となります。

ご購入の手引き

アモエナ製品のご購入は、取扱代理店からの販売と「アモエナ公式オンラインショップ」での販売がございます。

取扱代理店では、専門スタッフによる製品説明やフィッティングなどのご対応を行い、ご購入いただくことができます。

取扱代理店でのご購入について

全国の取扱代理店にてご購入いただけます。

「アモエナ公式オンラインショップ」ホームページに「代理店一覧」を掲載しておりますので下記URLよりご覧いただき、各取扱代理店までお問い合わせをお願いいたします。取扱代理店がご不明な場合は、弊社までお問い合わせください。

なお、ご購入に際しては、ご購入前のフィッティングをお勧めしております。

製品のご試着について —フィッティングをお勧めしています—

プレストフォーム、ブラジャーともに長くお使いいただく製品であり、お客様お一人おひとりの身体へのフィッティングがとても大切です。

ご購入にあたり専門スタッフによるフィッティングをご希望の場合は、取扱代理店までお問い合わせください。

※地域によっては取扱代理店でのフィッティングを承ることができない場合がございます。予めご了承ください。

※取扱代理店でのフィッティングが難しい場合は、弊社までお問い合わせください。

取扱代理店はこちら

「アモエナ公式オンラインショップ」代理店一覧

URL:<https://amoena-sx.jp/hpgen/HPB/entries/4.html>





アモエナ公式オンラインショップのご案内



「アモエナ公式オンラインショップ」では、製品特長やよくあるご質問、術後のケアコラムなども掲載しております。ぜひご覧ください。

製品の詳細はこちらから
<https://amoena-sx.jp>



お問い合わせはこちら

お住まいの近くに取扱代理店がない、転居によりこれまでの取扱代理店の利用が難しくなったなどの場合は、下記までお問い合わせください。

日本シグマックス株式会社
TEL.0120-945-125 (通話料無料)
受付時間/10:00~17:00 (土日、祝日、年末年始を除く)

●ブレストフォーム

Contact

382 コンタクト 3S

サイズ	品番
0	802200
1	802201
2	802202
3	802203
4	802204
5	802205
6	802206
7	802207
8	802208
9	802209

1セット/箱 ¥51,700
(税込)

バックングストリップ

サイズ	品番
0~2	892200
3~4	892203
5~6	892205
7~8	892207
9	892209

1枚/袋 ¥1,320
(税込)

アモエナ ブラシ

品番
890001

1本 ¥1,100
(税込)

Energy

341 エナジーライト 2U

サイズ	品番
1	811201
2	811202
3	811203
4	811204
5	811205
6	811206
7	811207
8	811208
9	811209

サイズ 1~4 1セット/箱 ¥38,500
(税込)

サイズ 5~9 1セット/箱 ¥40,150
(税込)

Natura

396 ナチュラ 1S

サイズ	品番
1	822201
2	822202
3	822203
4	822204
5	822205
6	822206
7	822207
8	822208
9	822209

1セット/箱 ¥33,000
(税込)

Essential

エッセンシャル 2E

サイズ	品番
0	842200
1	842201
2	842202
3	842203
4	842204
5	842205
6	842206
7	842207
8	842208
9	842209

1セット/箱 ¥28,600
(税込)

Balance

220 バランスナチュラ MD

サイズ	品番
3	865203
5	865205
7	865207
9	865209

1セット/箱 ¥16,500
(税込)

※7、9はお取り寄せとなります。

●ブラジャー

イサベル 2118

サイズ	ホワイト	ブラック
	品番	品番
70 A	882211	882111
70 B	882212	882112
75 AA	882220	882120
75 A	882221	882121
75 B	882222	882122
75 C	882223	882123
75 D	882224	882124
80 AA	882230	882130
80 A	882231	882131
80 B	882232	882132
80 C	882233	882133
80 D	882234	882134
85 AA	882240	882140
85 A	882241	882141
85 B	882242	882142
85 C	882243	882143
85 D	882244	882144
90 A	882251	882151
90 B	882252	882152
90 C	882253	882153


1枚/箱 ¥4,950
(税込)


ララ 0674 ノードページ

サイズ	品番
70 A	883111
70 B	883112
70 C	883113
75 AA	883120
75 A	883121
75 B	883122
75 C	883123
80 AA	883130
80 A	883131
80 B	883132
80 C	883133

サイズ	品番
85 AA	883140
85 A	883141
85 B	883142
85 C	883143
90 AA	883150
90 A	883151
90 B	883152
90 C	883153

1枚/箱 ¥5,940
(税込)







日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1

お問い合わせ先

TEL.0120-945-125

(通話料無料)

受付時間 10:00~17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

<http://www.amoena-sx.jp>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- 掲載の製品写真は、実際の製品と多少色が違う場合があります。ご了承ください。

©日本シグマックス株式会社

本誌掲載記事・写真・イラストなどの無断転載および複写を禁じます。

